

INFORMATION VID UTLÄMNANDE AV FORMGJUTET HJÄLPMEDEL

LÅNTAGARE		
Modell	<input type="checkbox"/> Sits <input type="checkbox"/> Sittdyna <input type="checkbox"/> Ryggdyna	
Tillverkare		
Individnummer		
Serienummer		
Monterat på:	Underrede:	
	Individnummer:	
Utlämningsdatum		

INFORMATION TILL DIG SOM FÅTT ETT FORMGJUTET HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVET

Hjälpmålet är ett lån som du ska vara aktsam om/ansvarig för och återlämna till Sodexo Hjälpmådelsservice om behovet upphör eller förändras. Det formgjutna hjälpmålet ska skötas enligt anvisningar. Skador på eller förlust av hjälpmålet som förorsakas pga. vårdslöshet eller oaktsamhet ska betalas av låntagaren.

Förskrivaren gör uppföljning av ditt hjälpmål.

REPARATION

Om du är i behov av reparation/justering kontakta i första hand din förskrivare, och vid behov:

**Sodexo Hjälpmedelsservice, Supportcenter
08-5788 5200, knappval 3. Mån-Fre 08:00-16:30**

OBS! Inför reparation/justering av ditt formgjutna hjälpmedel ska det vara rengjort.

ANVÄNDNING AV DET FORMGJUTNA HJÄLPMEDLET

1. Kontrollera att sitsen/ryggdynan/sittdynan är fastmonterat på underredet.
2. Se till att rullstol/hygienstol/arbetsstol är låst och att den står stabilt på underlaget innan placering i stolen.
3. Följ förskrivarens instruktioner gällande handhavande och positionering.
4. Följ leverantörens bruksanvisning.
5. Kontrollera regelbundet huden för eventuella tryckmärken och rodnader. Rodnader som inte bleknar vid tryck tyder på för hög belastning just där. Kontakta då förskrivaren för bedömning.

ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD

- Kontrollera regelbundet att tillbehör (till exempel bälte, sele, fästen) till det formgjutna hjälpmedlet är korrekt monterade. Vid slitage kontakta förskrivare för bedömning.
- Sitsen tvättas av med fuktig trasa eller mjuk borste. Milt tvättmedel eller desinfektionsmedel kan användas.
- Foder eller överdrag tvättas enligt leverantörens anvisningar.

FLYTT TILL ANNAN REGION

Meddela din förskrivare och/eller Hjälpmedelsservice i god tid innan Du flyttar. Du får inte automatiskt ta med Dig Ditt hjälpmedel om Du flyttar till annan region.